



StarMarker D2000 Plus

版本号: V250101

货号: M021

保存: -20°C

运输: 低温

货号	规格
M021-01	500 µl
M021-05	500 µl×5
M021-10	500 µl×10
M021-100	500 µl×100

【产品概述】

本产品为预混有上样缓冲液的即用型 DNA 分子量标准,由 8 条线状双链 DNA 条带组成,适用于对 100-5000 bp 的双链 DNA 分子大小的估算和粗略定量。本产品的 8 条带分别为 100、250、500、750、1000、2000、3000 和 5000 bp。其中 750 bp 条带浓度最大,为 100 ng/5 µl,其余条带浓度约为 50 ng/5 µl。

【产品组分】

组分货号	组分名称	M021-01	M021-05	M021-10	M021-100
ZM021-101	StarMarker D2000 Plus	500 µl	500 µl×5	500 µl×10	500 µl×100


储存液成分: 10 mM TrisCl (pH 8.4), 10 mM EDTA, 0.02%溴酚兰, 5%甘油。

【保存条件】

-20°C保存,保质期 24 个月,避免反复冻融。如需经常使用,可于 4°C保存 6 个月。

【使用方法】

1. 建议用于 1.0-2.0%的琼脂糖凝胶电泳,不推荐用于聚丙烯酰胺凝胶电泳。
2. 电泳缓冲液可选用 1×TAE 或 0.5-1×TBE,电压 6-8 V/cm 胶长,电泳时间 30-60 min;也可使用我司 50×快速 DNA 电泳缓冲液 (Cat#E101),电压 20-30 V/cm 胶长,电泳时间 10-15 min。
3. 根据上样孔宽度,用灭菌枪头吸取 5-10 µl 本产品,加入上样孔中。
4. 加入待检测 DNA 样品后开始电泳。
5. 电泳结束后,使用溴化乙锭 (EB) 或其它 DNA 染料染色并观察电泳条带。



1.0% TAE琼脂糖凝胶
上样5 µl, EB染色

【注意事项】

1. 经检测,本品室温放置三个月带型无变化;但建议低温保存,以防因操作不慎导致核酸酶污染而引起条带降解。
2. 使用前请勿加热。
3. 当电泳缓冲液缓冲能力下降时应及时更换电泳缓冲液,以免影响分辨效果。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时,本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。在所有情况下,本公司对此产品所承担的责任仅限于此产品的价值本身。